

GC Tooth Mousse
Prior to use, carefully read the instructions for use.



GC Tooth Mousse

TOPICAL CREME WITH BIO-AVAILABLE CALCIUM AND PHOSPHATE

For use by and under the supervision of a dental professional in the recommended indications.

Description
GC Tooth Mousse is a water based creme containing RECALDENT™ (CPP-ACP; Casein Phosphopeptide – Amorphous Calcium Phosphate). When applied, it will bind to the oral environment. It will bind to biofilms, plaque, bacteria, hydroxyapatite and soft tissue localising bio-available calcium and phosphate.

Important:
Saliva will enhance the effectiveness of CPP-ACP and the flavour will help stimulate saliva flow. The longer CPP-ACP and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.

Topical paste containing bio-available calcium and phosphate
1. Provides extra protection for teeth.
2. Helps neutralize bacteria from acidogenic bacteria in plaque.
3. Helps neutralize acid challenges from other internal and external acid sources.

CONTRAINDICATIONS
RECALDENT™ (CPP-ACP) is derived from milk casein. Do not use the product on patients with a proven or suspected milk protein allergy and/or with a sensitivity or allergy to benzoate preservatives.

DIRECTIONS FOR USE

INDICATIONS
Prior to and following in-office bleaching
a. After ultrasonic, hand scaling or root planing
c. Following professional tooth cleaning (P.T.C.).
d. Following orthodontic treatment
e. To provide a topical coating for patients suffering from erosion, xerostomia or Sjögrens syndrome.
f. During orthodontic treatment.
g. For high risk patients with orthodontic appliances.
h. For special needs patients.

In-office application:

1. Custom tray application
1. Before use, immerse the custom tray thoroughly under running water.
2. Extrude a generous layer of GC Tooth Mousse into the tray and apply to the upper and / or lower teeth.
3. Leave the tray undisturbed in the mouth for a minimum of 3 minutes.
4. Remove the tray.
5. Instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Instruct the patient to avoid eating or drinking for 30 minutes.
6. Ask the patient to expectorate and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.
7. Any residual GC Tooth Mousse in the tray should be rinsed or brushed off under running water immediately after use.

II. Non tray application:

1. If necessary, remove any excess saliva on the tooth surface with a clean tissue. However, it is NOT necessary to dry the teeth with compressed air.
2. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to the tooth surfaces using an application brush. Avoid spreading the product on adjacent areas using an Interproximal Tooth Cleaning Brush.
3. Leave GC Tooth Mousse undisturbed for a minimum of 3 minutes.
4. Then instruct the patient to use the tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Request the patient to hold in the mouth for as long as possible (an additional 1 – 2 minutes) avoiding expectoration and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
5. Ask the patient to expectorate and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Advise the patient not to eat or drink for 30 minutes following application.

At home application:

III. Day time application after tooth brushing as recommended by a dental professional

1. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC Tooth Mousse.
2. Leave GC Tooth Mousse on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1 – 2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

IV. Night time application after tooth brushing as recommended by a dental professional

1. Apply a sufficient amount of GC Tooth Mousse to the upper and lower teeth. A pea size amount for each arch is the minimum required. The material should be applied to the tooth surfaces using a clean dry finger or cotton tip. For difficult areas (between the teeth) use an Interproximal Tooth Cleaning Brush or dental floss coated with GC Tooth Mousse.
2. Leave GC Tooth Mousse on the teeth undisturbed for a minimum of 3 minutes.
3. Then use your tongue to spread the remaining GC Tooth Mousse throughout the mouth. Hold in the mouth for as long as possible (a further 1 – 2 minutes) avoiding expectoration (spitting out) and delaying swallowing. The longer GC Tooth Mousse and saliva are maintained in the mouth, the more effective the result.
4. Expectorate thoroughly and if possible avoid rinsing. Any GC Tooth Mousse remaining on the surface can be left to gradually dissipate overnight. Do not eat or drink for 30 minutes following application.

FLAVOURS

Strawberry (S), Melon (M), Vanilia (V), Mint (I), Tutti-Fruiti (T)
Note: S, M, V, I and T in parentheses are abbreviations for each flavour. These abbreviations are marked on the tubes after lot numbers to show the flavour of the contents.
For example, 021003S.....Strawberry

STORAGE

Store in a cool dry low humidity area away from direct sunlight (8-25°C /46.4-77.0°F).
(Shelf life: 2 years from date of manufacture / expiry)

PACKAGES

Tubs containing 40g (35mL)
1. Assorted Flavour
10 x 40g (2 each of Strawberry, Melon, Vanilia, Mint, Tutti-Fruiti)
2. Single Flavour Package
Each Flavour
Vanilia, Strawberry, Melon, Tutti-Fruiti, Mint
3. Refill Package
1 x 40g tube in each flavour

NOTE:

GC Tooth Mousse with its unique CPP-ACP formulation was developed at The School of Dental Science, The University of Melbourne Victoria Australia.
RECALDENT is a trademark used under licence. CPP-ACP technology has related patents or patents pending in Australia, NZ, Europe, Canada, and USA.

CAUTION

1. Always replace cap after use and remove any residual paste or mousse around the tube neck or inside the cap.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water and seek medical attention.
3. In case of spillage on clothes, wash off with water.
4. If any angioedema symptoms are experienced, this may indicate sensitivity or allergy to the benzoate preservatives, or to some other component of the product or to the preservative. In this event, discontinue the use of the product and refer to a physician

Last revised: /02/2011

GC Tooth Mousse

ЛОКАЛЕН КРЕМ С БИО-НАЛИЧНИ КАЛЦИЙ И ФОСФАТ И ФOSFAT

За употреба само от стоматолози за препоручаните индикации.

Описание
GC Tooth Mousse е крем на водна основа, съдържащ RECALDENT™ (CPP-ACP; Казеин фосфопептид - Аморфен Калциев Фосфат). Когато CPP-ACP се прилага в устата, ще се свърже към биофилма, плаката, бактериите, хидроксиапатита и меките тъкани, като осигурява био-достъпни калций и фосфат.

Важно:

Слюнка повишава ефективността на CPP-ACP и ароматът ще стимулира слюноотделянето. Колкото по-дълго останат CPP-ACP и слюнка в устата, толкова по-ефективен е резултатът.

Локална паста, съдържаща био-достъпни калций и фосфат
1. Осигурява допълнителна защита за зъбите.
2. Помогва neutralizirat кiseloten acidogenen бактерии obsаzheny в plaque.
3. Помогва neutralizovat киселини с допълнителни външни източници.

КОНТРАИДИКАЦИИ
RECALDENT™ (CPP-ACP) се добива от млякенина казеин. Не използвайте този материал при пациенти с доказана или подозирана алергия на млякени протени и/или с чувствителност или алергия към беоказитни консерванти.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

ИНДИКАЦИИ
a. Преди и след изплащване в кабината.
b. По одстраняване на плаката.
c. След ултразвуково или ръчно почистване на зъбен камък и коректаж на коронката на повърхност.
d. След клинична орална хигиена (K.O.X.).
e. След локална употреба на други препарати.
Д: За да осигурите локално покритие при пациенти страдащи от ерозия, xеростомия или синдром на Sjögren.

Е: По време на ортодонто лечение.
ж: При пациенти с висок риск от кариес.
з: При пациенти със специални нужди.

Клинично приложение:

I. Приложение с индивидуална лъжичка

1. Преди употреба, обильно изплащане индивидуалната лъжичка под вода.
2. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse в лъжичката и поставете върху горните и / или долните зъби.
3. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
4. Отстранете лъжичката.
5. Инструктирайте пациента да използва езика си, за да разнесе останалият GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да не яде и не пие след приложението.
6. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
7. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse в лъжичката и поставете върху горните и / или долните зъби.
8. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
9. Отстранете лъжичката.
10. Инструктирайте пациента да използва езика си, за да разнесе останалият GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да не яде и не пие след приложението.
11. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
12. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse в лъжичката и поставете върху горните и / или долните зъби.
13. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
14. Отстранете лъжичката.
15. Инструктирайте пациента да използва езика си, за да разнесе останалият GC Tooth Mousse в устата. Инструктирайте пациента да не яде и не пие след приложението.

II. Приложение без индивидуална лъжичка:

1. Ако е необходимо, отстранете измръзната слюнка от зъбната повърхност с чиста вода.
2. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
3. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
4. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
5. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
6. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
7. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
8. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
9. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
10. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
11. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
12. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
13. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
14. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
15. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
16. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
17. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
18. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
19. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
20. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
21. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
22. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
23. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
24. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
25. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
26. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
27. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
28. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
29. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
30. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
31. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
32. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
33. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
34. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
35. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
36. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
37. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
38. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
39. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
40. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
41. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
42. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
43. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
44. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
45. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
46. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
47. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
48. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
49. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
50. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
51. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
52. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
53. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
54. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
55. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
56. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
57. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
58. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
59. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
60. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
61. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
62. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
63. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
64. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
65. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
66. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
67. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
68. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
69. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
70. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
71. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
72. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
73. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
74. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
75. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
76. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
77. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
78. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
79. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
80. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
81. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
82. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
83. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
84. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
85. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
86. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
87. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
88. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
89. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
90. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
91. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
92. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
93. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
94. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
95. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
96. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
97. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
98. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
99. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
100. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
101. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
102. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
103. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
104. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
105. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
106. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
107. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
108. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
109. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
110. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
111. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
112. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
113. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
114. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
115. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
116. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
117. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
118. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
119. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
120. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
121. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
122. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
123. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
124. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
125. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
126. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
127. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
128. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
129. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
130. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
131. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
132. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
133. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
134. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
135. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
136. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
137. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
138. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
139. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
140. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
141. В трудните области (между зъбите) използвайте интерпроксиална четка или кончик на супрест или памуче.
142. Попийте лъжичката в устата за минимум 3 минути.
143. Използвайте достатъчно количество GC Tooth Mousse върху горните и долните зъби. Количеството, колкото разово зъби е минималното необходимо за всяка зъбна дуга.
144. Материалът трябва да се нанесе върху зъбните повърхности, използвайки чист сух пръст или памуче.
145. В трудните области (между зъбите

Pre použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie.



SK

Pre uporabo predvino preberite navodila za uporabo.



SL

Pre uporabe pažljivo prečitati uputstvo.



SR

Preberite zastopovanu ravno prečitajte instrukcijo z upozorenjima.



UK

Kullanma once, talimatları dikkatlice okuyunuz.



TR

Pirma lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.



LV

Prije predvidani nauodi atžalbi persakytike instrukcijas.



LT

Enne toote kasutamist lugeada hoolikalt kasutusjuhendit.



ET

GC Tooth Mousse

DENTÁLNY KRÉM NA LOKÁLNŤ APLIKÁCIU V ÚSTACH S OBSAHOV VOLNÉ DOSTUPNÉHO VÁPNIKA A FOSFÁTU

Na použitie len v stomatologickej praxi v doporučených indikáciách.

Charakteristika
GC Tooth Mousse je krém na báze vody, ktorý obsahuje RECALDENT™ * (CPP-ACP: kazein fosfopeptid - amorfní kalciový fosfát). Pri prirnení CPP-ACP v ustno okolo, se vzbe na biofilme, plak, bakterie, hydroksiapatit a mehka tkiva (pri aplikácii do istého prostredia sa CPP-ACP viaže na biofilm, plak, bakterie, hydroxyapatit a mäkké tkanvo a lokalizuje svoje účostné kationy a fosfáty.

Dôležité:
Silneme zvyšuje účinnosť CPP-ACP a prichut napomáha stimulovať vylučovanie sliny. Cím dñšie sa CPP-ACP a sliny udržiava v ústach, tým je účinok väčší.

Pasta na lokálnu aplikáciu s obsahom voľne dostupného kalcia a fosfátu

- Poskytuje zubom zvýšenú ochranu.
- Pomáha neutralizovať kyseliny z acidogénnych baktérií v plaku.
- Pomáha neutralizovať izoelen z ostatných vnútorných a vonkajších zdrojov kyselín.

KONTRAINDIKÁCIE
RECALDENT™ (CPP-ACP) zñahja z mliečneho kazeinu.
Neuporabujte tieto materiaia pri pacientch z aközom až sumom na alergiu na mliečne proteiny inými preočuvlivosťou na alergiu na benzozate konzervanzu.

NAVODILA ZA UPORABO
INDIKÁCIE
a. Pred in po postupu beľnenja zob v ambulanti.
b. Po utraozovnení al očnom luštení v gñtjerjy korenine.
c. Po profesionálnom ríšnení zubu.
d. Po profesionálnom ríšnení zubu.
e. Po profesionálnom ríšnení zubu.
f. Po profesionálnom ríšnení zubu.
g. Po profesionálnom ríšnení zubu.
h. Po profesionálnom ríšnení zubu.

NAVOD NA POUŽITIE
INDIKÁCIE
a. Pred a po ambulantom bñlení.
b. Po lokálnej aplikácii kauridu.
c. Po profesionálnom vylštení zubu (P.T.C.).
d. Po lokálnej aplikácii kauridu.
e. Na lokálne pokrytie (coating) u pacientov tpiacich eróziou, xerostómou alebo Sjögrenovým syndromom.
f. V prípade potreby aplikácie.
g. Pre pacientov s ústnym zubným kazu.
h. Pre pacientov s osobitnými potrebami

Použitie v ambulanci:

- Použitie nosiča:**
1. Nosič je potrebné, nadvýhodní slinu na povrchu zuba odstrániť vatovým tampónom. V každom prípade NIE je potrebné zuby sťaďovať nosičom.
2. Naneste GC Tooth Mousse na povrch zuba aplikáçným tampónom, pričom sa musí vyhnúť kontaktu s interproximálnymi miestach pomocou interproximálnej kefy na čistenie zubov.
3. GC Tooth Mousse nechajte najmenje 3 minúty pôsobiť.
4. Inštruuje pacienta, aby zvyšok GC Tooth Mousse rozotrel po čistej ustnej dutine a čo najdlhšie v ústach zadržal (asťe 1-2 minúty), pritom nevypúľval a neprehltal. Cím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržuje v ústach, tým je účinok vyšší.
5. Požadujeme, aby dôkladne vyplula a ak je to možné nevyplachoval. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozptyľil. Informujte pacienta, že 30 minút po aplikácii nesmie jesť ani piť.
6. Vlnet po použití treba zvyšky GC Tooth Mousse v nosiči opláchnuť alebo vyčistiť kefkou po tečoucu vodu.

- Použitie bez nosiča:**
1. Ak je to potrebné, nadvýhodní slinu na povrchu zuba odstrániť vatovým tampónom. V každom prípade NIE je potrebné zuby sťaďovať nosičom.
2. Naneste GC Tooth Mousse na povrch zuba aplikáçným tampónom, pričom sa musí vyhnúť kontaktu s interproximálnymi miestach pomocou interproximálnej kefy na čistenie zubov.
3. GC Tooth Mousse nechajte najmenje 3 minúty pôsobiť.
4. Inštruuje pacienta, aby zvyšok GC Tooth Mousse rozotrel po čistej ustnej dutine a čo najdlhšie v ústach zadržal (asťe 1-2 minúty), pritom nevypúľval a neprehltal. Cím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržuje v ústach, tým je účinok vyšší.
5. Požadujeme, aby dôkladne vyplula a ak je to možné nevyplachoval. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozptyľil. Informujte pacienta, že 30 minút po aplikácii nesmie jesť ani piť.
6. Vlnet po použití treba zvyšky GC Tooth Mousse v nosiči opláchnuť alebo vyčistiť kefkou po tečoucu vodu.

Domáce použitie:

- Použitie počas dña po vylštení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu**
1. Dostatočne množstvo GC Tooth Mousse - najmenje vo veľkosti hrúbku na každý oboj - naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba aplikovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčkou. Na ťažko dostupné (medzúzubné) priestory použite interproximálnu kefku na čistenie zubov alebo zubnú niť s GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse nechajte na zuboch najmenje 3 minúty pôsobiť.
3. Zvyšok GC Tooth Mousse jazykom rozotrite v ústach a čo najdlhšie zadržte (asťe 1-2 minúty), pritom nevypúľvajte a neprehltajte. Cím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržuje v ústach, tým je účinok vyšší.
4. Požadujeme, aby dôkladne vyplula a ak je to možné, nevyplachujte. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozptyľil. 30 minút po aplikácii nejedzte ani nepite.

IV. Použitie na noz po vylštení zubov podľa odporúčania zubného špecialistu

- Dostatočne množstvo GC Tooth Mousse - najmenje vo veľkosti hrúbku na každý oboj - naneste na horné a dolné zuby. Materiál treba aplikovať čistým suchým prstom alebo vatovou tyčkou. Na ťažko dostupné (medzúzubné) priestory použite interproximálnu kefku na čistenie zubov alebo zubnú niť s GC Tooth Mousse.
2. GC Tooth Mousse nechajte na zuboch najmenje 3 minúty pôsobiť.
3. Zvyšok GC Tooth Mousse jazykom rozotrite v ústach a čo najdlhšie zadržte (asťe 1-2 minúty), pritom nevypúľvajte a neprehltajte. Cím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržuje v ústach, tým je účinok vyšší.
4. Požadujeme, aby dôkladne vyplula a ak je to možné, nevyplachujte. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozptyľil. 30 minút po aplikácii nejedzte ani nepite.

PRICHUTE

Jahoda (S), melón (M), vanilka (V), mät (I), Tutti-Frutti (T)
Poznámk:
S, M, V, I a T v zátvorčikách sú skratky pre jednotlivé prichute.
Tieto skratky sú vyznačené na tubách za sériovým číslom a označujú prichuť náplne.
Napríklad 021003S.....jahoda

USKLADNENIE

Uchovávať na chladnom suchom mieste s nízkou vlhkosťou a chrániť pred priamym slnečným svetlom (8-25°C (46-77,0°F)).

PRICHUTE

1. Vyberové balenie
10 x 40 g (po 2 baleniach jahoda, melón, vanilka, mäta, Tutti-Frutti)
2. Balenie s rídnou prichutou
10 x 40 g z každej prichute vanilka, jahoda, melón, Tutti-Frutti, mäta
3. Balenie s náhradnou náplňou
1 x 40 g tuba s každou prichutou

POZNÁMKY
GC Tooth Mousse s jedinečnou receptúrou CPP-ACP bola vylvinutá na Stomatologickej fakulte Univerzity v Melbourne (The School of Dental Science, The University of Melbourne), v štáte Victoria, Austrália.
*RECALDENT je ochranná značka používaná na základe licencie. K technológii CPP-ACP sa vzťahujú patenty alebo nevyhýbané patentové príslušky v Austrálii, na Novom Zélande, Európe, Kanade a USA.

UPOZORNENIE

- Tubu po použití vždy uzavzte a odstráňte zvyšky pasty alebo tekutiny okolo hrdy tuby alebo v okolí.
- V prípade zasiahnutia očí ich okamžite vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Pripadne škvrny na odevy zmyte vodu.
- V prípade, že sa objavja akékoľvek príznaky angioedému, môže to znamenať citlivosť alebo alergiu na benzozátové konzervanzu, prípadne na niektorú inú zložku výrobku, ako napr. ochucujúca zložka. V takom prípade prerušte používanie výrobku a obráťte sa na lekára.

Naposljedy upravené : 02/2011

GC Tooth Mousse

TOPIKALNA KREMA Z BIO KALCIJEM I FOSFATOM

Uporaba sama za profesionalne namene in za priporočene indikacije.

Opis

GC Tooth Mousse je krema na bazí vode, ki vsebuje RECALDENT™ * (CPP-ACP: kazein fosfopeptid - amorfní kalciový fosfat). Pri prirnení CPP-ACP v ustno okolo, se vzbe na biofilme, plak, bakterie, hydroksiapatit i mehka tkiva (pri aplikaciji do istého prostredia sa CPP-ACP viaže na biofilm, plak, bakterie, hydroxyapatit a mäkké tkanvo a lokalizuje svoje účostné kationy a fosfáty.

Pomembno:

Slina bo pospešila učinkovitost CPP-ACP in okus bo pomagal stimulirati slin. Dlje kot dlje sta CPP-ACP in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.

Topikalna pasta, ki vsebuje bio-prisoten kalcij in fosfat

- Zagotuje dostatočno zaščito za zobne površine.
- Pomaga neutralizirati kisline iz acidogénnych baktérij v plaku.
- Pomaga neutralizirati izoelen iz drugih vnútornjih in zunanjih kislinskih virov.

KONTRAINDIKACIJE
RECALDENT™ (CPP-ACP) zñahja z mliečneho kazeina.
Ne uporabljajte tebe materiaia pri pacientch z aközom až sumom na alergiu na mliečne proteiny inými preočuvlivosťou na alergiu na benzozate konzervanzu.

NAVODILA ZA UPORABO
INDIKÁCIE
a. Pred in po postupu beľnenja zob v ambulanti.
b. Po utraozovnení al očnom luštení v gñtjerjy korenine.
c. Po profesionálnom ríšnení zubu.
d. Po profesionálnom ríšnení zubu.
e. Po profesionálnom ríšnení zubu.
f. Po profesionálnom ríšnení zubu.
g. Po profesionálnom ríšnení zubu.
h. Po profesionálnom ríšnení zubu.

NAVOD NA POUŽITIE
INDIKÁCIE
a. Pred a po ambulantom bñlení.
b. Po lokálnej aplikácii kauridu.
c. Po profesionálnom vylštení zubu (P.T.C.).
d. Po lokálnej aplikácii kauridu.
e. Na lokálne pokrytie (coating) u pacientov tpiacich eróziou, xerostómou alebo Sjögrenovým syndromom.
f. V prípade potreby aplikácie.
g. Pre pacientov s ústnym zubným kazu.
h. Pre pacientov s osobitnými potrebami

Nanos v ambulanti:

- Uporaba pripravljavnega modela**
1. Pred uporabo pripravljamo model močno sperite pod tečouco vodu.
2. Izostavite ustno dutino čistemu suhemu vzduhu.
3. Na pripravljavni model naneste na zgornje ali spodnje zube.
4. Model pustite na mestu v ustih minimalno 3 minute.
5. Ostranite model.
6. Prestalo GC Tooth Mousse nan pri pacient z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (1 – 2 minúty), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
7. V močnejši ustni dutini a čo najdlhšie v ústach zadržaj (asťe 1-2 minúty), pritom nevypúľval a neprehltal. Cím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržuje v ústach, tým je účinok vyšší.
8. Požadujeme, aby dôkladne vyplula a ak je to možné nevyplachoval. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozptyľil. Informujte pacienta, že 30 minút po aplikácii nesmie jest ani piť.

- Uporaba bez modela:**
1. Po potrebi odstráňte viskózo slin na zobni površini z vatno rolo ali gñbico. Ni potrebno osušiti zob z akróm.
2. Naneste ustrezno koliçino GC Tooth Mousse na zobno površino z gñbico za nanášanje, okraevávaním prstom ali v teško dostupna interproximálna področja z Tooth Cleaning Brush.
3. Pustite GC Tooth Mousse na mestu minimalno 3 minute.
4. Ostranite model.
5. Prestalo GC Tooth Mousse nan pri pacient z jezikom razprostre po ustih. Tako naj jo zadrží čim dlje (naslednji 1 – 2 minúty), brez pljuvanja in požiranja. Dlje časa kot sta GC Tooth Mousse in slina v ustih, bolj učinkoviti je rezultat.
6. V močnejši ustni dutini a čo najdlhšie v ústach zadržaj (asťe 1-2 minúty), pritom nevypúľval a neprehltal. Cím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržuje v ústach, tým je účinok vyšší.
7. Požadujeme, aby dôkladne vyplula a ak je to možné, nevyplachoval. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozptyľil. Informujte pacienta, že 30 minút po aplikácii nesmie jest ani piť.

II. Použitie bez nosiča:

1. Ak je to potrebné, nadvýhodní slinu na povrchu zuba odstrániť vatovým tampónom. V každom prípade NIE je potrebné zuby sťaďovať nosičom.
2. Naneste GC Tooth Mousse na povrch zuba aplikáçným tampónom, pričom sa musí vyhnúť kontaktu s interproximálnymi miestach pomocou interproximálnej kefy na čistenie zubov.
3. GC Tooth Mousse nechajte najmenje 3 minúty pôsobiť.
4. Inštruuje pacienta, aby zvyšok GC Tooth Mousse rozotrel po čistej ustnej dutine a čo najdlhšie v ústach zadržal (asťe 1-2 minúty), pritom nevypúľval a neprehltal. Cím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržuje v ústach, tým je účinok vyšší.
5. Požadujeme, aby dôkladne vyplula a ak je to možné, nevyplachoval. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozptyľil. Informujte pacienta, že 30 minút po aplikácii nesmie jest ani piť.
6. Vlnet po použití treba zvyšky GC Tooth Mousse v nosiči opláchnuť alebo vyčistiť kefkou po tečoucu vodu.

Domáca uporaba:

- Nanos po čištení zob podnevi po navodilih zozbna strokovnjaka**
1. Nanesite ustrezno koliçino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zube.
2. GC Tooth Mousse nechajte na zuboch najmenje 3 minúty pôsobiť.
3. Zvyšok GC Tooth Mousse jazykom rozotrite v ústach a čo najdlhšie zadržte (asťe 1-2 minúty), pritom nevypúľvajte a neprehltajte. Cím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržuje v ústach, tým je účinok vyšší.
4. Požadujeme, aby dôkladne vyplula a ak je to možné, nevyplachujte. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozptyľil. 30 minút po aplikácii nejedzte ani nepite.

IV. Nanos po čišení zob ponoçi po navodilih zozbna strokovnjaka

- Nanesite ustrezno koliçino GC Tooth Mousse na zgornje in spodnje zube.
2. GC Tooth Mousse nechajte na zuboch najmenje 3 minúty pôsobiť.
3. Zvyšok GC Tooth Mousse jazykom rozotrite v ústach a čo najdlhšie zadržte (asťe 1-2 minúty), pritom nevypúľvajte a neprehltajte. Cím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržuje v ústach, tým je účinok vyšší.
4. Požadujeme, aby dôkladne vyplula a ak je to možné, nevyplachujte. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozptyľil. 30 minút po aplikácii nejedzte ani nepite.

PRICHUTE

Jahoda (S), melón (M), vanilka (V), mät (I), Tutti-Frutti (T)
Navodilo:
S, M, V, I in T v okrajehy so krajevne za posamezne okus.
Tieto skratky e oznaçene na tubah za števiko za koliçino biaga in prikazujejo katelega okusa je vsebina.
Na primer, 021003S.....jahoda (Strawbery)

SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladnem, suhem prostoru z nizko vlaznostjo, stran od direktno soncne svetlobe (8-25°C (46-77,0°F)).

(Uporabnost: 2 leti od datuma izdelave.)

PAKIRANJE

Vsebina tuba 40g (35ml)
1. Mešovitó pakovanje
10 x 40 g (po 2 okone jagode, diñje, vanilje, mät, tutti-frutija)
2. Paketi z enim okusom
10 x 40g, okusi vanilje, jagode, melone, tutti-frutija, mät
3. Dodalni paketi
1 x 40g tuba vposamezne okusa

NAVODILO

GC Tooth Mousse s svojo edinstveno CPP-ACP formulacijo je bil razvit v šoli The School of Dental Science, Univerza v Melbourne, Victoria, Avstralija.
*RECALDENT je zašãitni znak, ki se uporablja pod licenco. CPP-ACP tehnologija ima podobne patente ali patente v postopku v Avstraliji, NZ, Evropi, Kanadi in ZDA.

OPOROZILO

1. Po uporabi vedno zaprite s pokrovcikom in odstranite preostalo pasto ali viskoz okrog vratu tuba ali znotraj zokroevka.
2. V primeru stika z očmi, takoj sperite z vodo in poibjte pomoč zdravnika.
3. V primeru stika z obliko, sperite z vodo.
4. V primeru pojava simptomov angioedema, lahko to kaže na občutljivost ali alergiu na benzozate ali katero drugo komponento izdelka, kot je dodatek za okus. V tem primeru prekinite z uporabo izdelka in posvetujte se z zdravnikom.

Zadnja izdaja : 02/2011

GC Tooth Mousse

ZUBNA PASTA SA BIORASPOLOŽIVIM KALCIJUMOM I FOSFATOM

Samo za stručnu stomatološku upotrebu i preporučenim indikacijama.

Opis

GC Tooth Mousse je zubna pasta na bazi vode koja sadrži RECALDENT™ * (CPP-ACP: kazein fosfopeptid - amorfní kalciový fosfat). Pri primeni CPP-ACP v oralno okolu, se vezuje na biofilme, plak, bakterije, hidroksiapatit i meko tkivo i otpušta biološki raspoloživi kalcijum i fosfat.

Važno:

Saliva poboljšava efikasnost CPP-ACP, a aroma pomaže u stimulaciji salivacije. Što duže CPP-ACP i saliva zadržava u ustima, rezultat je bolji.

Površinska pasta koja sadrži biološki raspoloživi kalcijum i fosfat

- Zagotuje dostatočno zaščito za zobne površine.
- Pomaga neutralizovanje izloženosti kiselinii iz acidogénnych baktérij v plaku.
- Pomaga neutralizovanje izloženosti kiselinii iz drugih vnútarnjih i spoljašnjih izvora kiseline.

KONTRAINDIKACIJE
RECALDENT™ (CPP-ACP) se dobija z mliečneho kazeina.
Ovaj materijal ne sme se koristiti kod pacijenata s alergijom na mliečne proteine ili osjetljivošću ili alergijom na benzozate konzervanzu.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
INDIKACIJE
a. Pre i po postupka beľnenja u ordinaciji.
b. Posle utraozovnení al rídnog luštenja zuba ili poliranja površine korena.
c. Posle profesionalnog ríšnenja zuba.
d. Posle primene fluora.
e. Za površinsku zaštitu kod pacijenata koji boluju od erozije, kserostomije ili Sjögren sindroma.
f. Za profesionalno ríšnenje zuba.
g. Za površinsku zaštitu kod pacijenata koji boluju od erozije, kserostomije ili Sjögren sindroma.
h. Za profesionalno ríšnenje zuba.
i. Za profesionalno ríšnenje zuba.
j. Za profesionalno ríšnenje zuba.

PRIMENA U ORDINACIJI:

- Primena sa individualnim kašikom**
1. Individualni kašiki pre upotrebe dobro isprati pod tekućom vodom.
2. Ispruši nekoliko sloj GC Tooth Mousse u kašiku i naneti na gornje ili donje zube.
3. Kašiku ostaviti u ustima minimalno 3 minuta.
4. Ukloniti kašiku.
5. Pacijentu savetovati da jezikom raspedeli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Uputiti ga da je zadržati u ustima što je duže moguće (1-2 minuta) a da je ne ispljuje ni ne proguta. Što se duže GC Tooth Mousse i saliva zadržava u ustima, to je bolji rezultat.
6. Zamoliti pacijenta da dobro ispljuje ostatak te ako je moguće izbegne štapićem, prtom u rukavici ili u teško dostupnim aproksimarni područjima interdentalnog zubnog čelikaom.
7. V močnejši ustni dutini a čo najdlhšie v ústach zadržaj (asťe 1-2 minúty), pritom nevypúľval a neprehltal. Cím dlhšie sa GC Tooth Mousse a sliny zadržuje v ústach, tým je účinok vyšší.
8. Požadujeme, aby dôkladne vyplula a ak je to možné, nevyplachoval. Zvyšok GC Tooth Mousse na povrchu možno ponechať, aby sa postupne rozptyľil. Informujte pacienta, že 30 minút po aplikácii nesmie jest ani piť.

II. Primena bez kašika:

1. Po potrebi vateralom ili komadićem vate odstraniti viskózo salive sa površine zuba. Međutim, NJE potrebno osušiti zube komprimiranim vazduhom.
2. Nanesite debeli sloj GC Tooth Mousse na zubne površine vatiranim štapićem, prtom u rukavici ili u teško dostupnim aproksimarni područjima interdentalnog zubnom čelikaom.
3. GC Tooth Mousse ostaviti najmanje 3 minuta.
4. Ukloniti kašiku.
5. Pacijentu savetovati da jezikom raspedeli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zadržati da je zadržati u ustima što je duže moguće (poš 1-2 minuta) a da je ne ispljuje ni ne proguta. Što se duže GC Tooth Mousse i saliva zadržava u ustima, to je bolji rezultat.
6. Zamoliti pacijenta da ispljuje ostatak te ako je moguće izbegne ispranje. Eventualni ostaci GC Tooth Mousse na površini mogu da se ostave i postepeno rastvore. Pacijentu savetovati da ne jede i nije 30 minuta posle primene.
7. Ostranite GC Tooth Mousse na kašici isprati pod tekućom vodom odmah posle upotrebe.

III. Primena bez kašika:

1. Po potrebi vateralom ili komadićem vate odstraniti viskózo salive sa površine zuba. Međutim, NJE potrebno osušiti zube komprimiranim vazduhom.
2. Nanesite debeli sloj GC Tooth Mousse na zubne površine vatiranim štapićem, prtom u rukavici ili u teško dostupnim aproksimarni područjima interdentalnog zubnom čelikaom.
3. GC Tooth Mousse ostaviti najmanje 3 minuta.
4. Ukloniti kašiku.
5. Pacijentu savetovati da jezikom raspedeli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zadržati da je zadržati u ustima što je duže moguće (poš 1-2 minuta) a da je ne ispljuje ni ne proguta. Što se duže GC Tooth Mousse i saliva zadržava u ustima, to je bolji rezultat.
6. Zamoliti pacijenta da ispljuje ostatak te ako je moguće izbegne ispranje. Eventualni ostaci GC Tooth Mousse na površini mogu da se ostave i postepeno rastvore. Pacijentu savetovati da ne jede i nije 30 minuta posle primene.

IV. Primena noću posle pranja zuba prema preporuci stomatoloških stručnjaka

- Nanesite dovoljno količinu GC Tooth Mousse na gornje i donje zube.
2. Potrebno je minimalna količina vešćine zna graška za svaki zubni luk.
3. Zamoliti pacijenta da dobro ispljuje ostatak svim prstom ili komadićem vate. Za teško dostupna područja (između zuba) koristiti interdentalnu zubnu četkicu ili zubni konopac premanž GC Tooth Mousse.
4. Pacijentu nemojte reći da jezikom raspedeli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zadržati da je zadržati u ustima što je duže moguće (poš 1-2 minute) a da je ne ispljuje ni ne proguta. Što se duže GC Tooth Mousse i saliva zadržava u ustima, to je bolji rezultat.
5. Zamoliti pacijenta da ispljuje ostatak te ako je moguće izbegne ispranje.
6. Zamoliti pacijenta da ispljuje ostatak te ako je moguće izbegne ispranje. Eventualni ostaci GC Tooth Mousse na površini mogu da se ostave i postepeno rastvore. Pacijentu savetovati da ne jede i nije 30 minuta posle primene.

Primena kod kuće:

II. Primena po dñas posle čištenja zuba prema preporuci stomatoloških stručnjaka

- Nanesite dovoljno količinu GC Tooth Mousse na gornje i donje zube.
2. Potrebno je minimalna količina vešćine zna graška za svaki zubni luk.
3. Zamoliti pacijenta da dobro ispljuje ostatak svim prstom ili komadićem vate. Za teško dostupna područja (između zuba) koristiti interdentalnu zubnu četkicu ili zubni konopac premanž GC Tooth Mousse.
4. Pacijentu nemojte reći da jezikom raspedeli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zadržati da je zadržati u ustima što je duže moguće (poš 1-2 minute) a da je ne ispljuje ni ne proguta. Što se duže GC Tooth Mousse i saliva zadržava u ustima, to je bolji rezultat.
5. Zamoliti pacijenta da ispljuje ostatak te ako je moguće izbegne ispranje.
6. Zamoliti pacijenta da ispljuje ostatak te ako je moguće izbegne ispranje. Eventualni ostaci GC Tooth Mousse na površini mogu da se ostavi i postepeno otopi. Ne jesti i ne piti 30 minuta posle nanošenja.

IV. Primena noću posle pranja zuba prema preporuci stomatoloških stručnjaka

- Nanesite dovoljno količinu GC Tooth Mousse na gornje i donje zube.
2. Potrebno je minimalna količina vešćine zna graška za svaki zubni luk.
3. Zamoliti pacijenta da dobro ispljuje ostatak svim prstom ili komadićem vate. Za teško dostupna područja (između zuba) koristiti interdentalnu zubnu četkicu ili zubni konopac premanž GC Tooth Mousse.
4. Pacijentu nemojte reći da jezikom raspedeli preostalu pastu GC Tooth Mousse u ustima. Zadržati da je zadržati u ustima što je duže moguće (poš 1-2 minuta) a da je ne ispljuje ni ne proguta. Što se duže GC Tooth Mousse i saliva zadržava u ustima, to je bolji rezultat.
5. Zamoliti pacijenta da ispljuje ostatak te ako je moguće izbegne ispranje.
6. Zamoliti pacijenta da ispljuje ostatak te ako je moguće izbegne ispranje. Eventualni ostaci GC Tooth Mousse koji je preostao na površini mođe da se ostavi i postepeno otopi. Ne jesti i ne piti 30 minuta posle nanošenja.

UKUS