

Anyagbiztonsági Adatlap

PROSEPT® Foam

Anyagbiztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint
Verzió: 5.0.0 | Dátum: 09.06.2016 II Előző verzió: 4.1.0 | Dátum: 01.06.2015 II Magyar

Oldal 1/11

1 Anyag azonosítása / Összetétel és gyártó/ Forgalmazó

1.1 Termék azonosítója

PROSEPT® Foam

1.2 Az anyag megfelelő használata és ellenjavallt felhasználása

A PROSEPT® hab egy használatra kész fertőtlenítő, tisztító és ápoló hab érzékeny felületekkel nem invazív orvostechnikai eszközökhöz, például fogászati kezelőegységekhez, székekhez, műtőasztalokhoz, műbőrhöz vagy műanyag alkatrészekhez. A PROSEPT® hab széles aktivitással bír, és egy percen belül inaktíválja a baktériumokat, beleértve az MRSA-t, és 30 másodpercen belül olyan patogén vírusokat, mint a HIV, Hepatitis C vírus, influenzavírus, herpesz vírus vagy rota vírus. A hatóanyagok új kombinációja megtartja az aktivitást szennyeződés jelenléte alatt, és maradékhatást biztosít a termék kiszáradása után. A PROSEPT® hab megvédi az érzékeny felületeket, és megakadályozza az anyagok porózussá válását és kirepedezését. Az alkohol- és aldehid-mentes készítmény kiváló tisztítóképesseggel rendelkezik, és biztosítja, hogy a vérrel és fehérjével való érintkezéskor ne történjen rögzítési reakció és elszíneződés. A praktikus habpalack gazdag, aeroszolmentes habot állít elő, amelyet könnyen fel lehet használni nehezen hozzáférhető helyeken is. A PROSEPT® hab biológiailag lebomló.

1.3 A gyártó és a forgalmazó adatai

Gyártó	Hygiene360 AG Büelstrasse 17 8330 Pfäffikon ZH Switzerland	EU képviselő	Hygiene360 s.r.o. Vínohradská 2828/151 Žižkov 130 00 Praha 3 Czech Republic
Cím:		Cím:	
Telefon:	Switzerland +41 (0)55 511 22 33	E-Mail:	info@hygiene360.cz
Fax:	Switzerland +41 (0)55 511 22 30	Weboldal:	www.hygiene360.cz
E-Mail:	info@hygiene360.com		
Weboldal:	www.hygiene360.com		
Importőr/forgalmazó	MEDent Europe Kft.		
Cím:	2096 Üröm, Kossuth utca 7/B		
Telefon:	+36 70 782 3173		
E-Mail:	info@medent.hu		
Weboldal:	www.medent.hu		

1.3.1 Az adatlap elkészítéséért felelős személy

Ms Wong Lee Moi
Research & Development Manager
E-Mail: leemoi.wong@hygiene360.com

1.4 Sürgősségi telefonszámok

Sürgősségi információk: +41 (0)44 512 49 89
Toxikológiai központ*: +41 (0)44 251 51 51 (Switzerland)

* Kérjük rendszeresen ellenőrizze a fenti számokat, mivel azok megváltozhatnak.

Anyagbiztonsági Adatlap

PROSEPT® Foam

Anyagbiztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint
Verzió: 5.0.0 | Dátum: 09.06.2016 II Előző verzió: 4.1.0 | Dátum: 01.06.2015 II Magyar

Oldal 2/11

2 Veszély azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

2.1.1 Osztályozás az 1272/2008 / EK rendelet szerint

Veszélyességi osztályok és kategóriák:	Veszélyességi nyilatkozatok:	Osztályozási eljárás:
Aquatic Chronic 3	H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.	Harmonizált (jogi) besorolás.

2.2 Címke elemek

2.2.1 A keverék címkézése az 1272/2008 EK rendelet szerint

Veszélyt jelző piktogramok:

—

Jelzőszó:

Nincs jelzőszó az 1272/2008 / EK rendelet szerint.

Veszélyességi nyilatkozatok:

H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó nyilatkozatok:

P305+P351 Kerülje a környezetbe jutást.

P501 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Öblítsen körültekintően vízzel néhány percig.

A tartalmat / tartályt a vonatkozó előírások szerint ártalmatlanítsa.

Kiegészítő veszélyességi információk (EU):

—

Nincs kiegészítő címkézési követelmény az 1272/2008 EK rendelet szerint.

2.3 Egyéb veszélyek

Ez a keverék nem felel meg PBT/vPvB kritériumainak REACH XIII-as mellékletének.

3 ÖSSZETÉTEL / összetevőkre vonatkozó információk

3.1 Anyagok

Ez a termék keverék (lásd a 3.2 pontot).

3.2 Keverékek

ENA27C6E2D90

Anyagbiztonsági Adatlap

PROSEPT® Foam

Anyagbiztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint
Verzió: 5.0.0 | Dátum: 09.06.2016 II Előző verzió: 4.1.0 | Dátum: 01.06.2015 II Magyar

Oldal 3/11

3.2.1 Veszélyes összetevők

Osztályozás az 1272/2008 EK rendelet szerint

Anyag	CAS szám	EINECS szám	Index szám	REACH szám	Veszélyességi kategóriák	Veszélyességi Nyilatkozatok	Koncentrációk
Benzyl-C12-16-alkyldimethylammonium chloride	68424-85-1	939-253-5	n.a.	01-2119965180-41-0000	Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1	H302, H314, H318, H400, H410	< 1 %
Amines, N-C10-16-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloro acetic acid	139734-65-9	n.a.	n.a.	Nincs kötelezettség REACH. szerint	Acute Tox. 4, Skin Corr. 1C, Aquatic Acute 1	H302, H314, H400	< 1 %

3.2.2 További információ

A felsorolt H és P mondatok teljes megfogalmazását a 16. fejezet tartalmazza.

4 Elsősegély

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

4.1.1 Általános utasítások

Biztosítsa az önvédelmet. Orvosi ellátás kérése esetén mutassa meg az anyag biztonsági adatlapját.

4.1.2 Belélegzés esetén

Gondoskodjon a termékgőzökkel vagy aeroszolokkal szembeni önvédelemről. Vigye a résztvevőket az expozíciós területről friss levegőre. Ne hagyja magára az ember(eket). Ha a légzés nehézkes, vagy ha köhögés vagy egyéb tünetek jelentkeznek, forduljon orvoshoz. Lazítsa meg a szoros ruházatot, mint például a gallér, nyakkendő, öv vagy derékpánt.

4.1.3 Bőrrel való érintkezés esetén

Azonnal vegye le a szennyezett ruházatot. Mossa le a bőrfelületet bő hideg vízzel. Ne használjon oldószert. Forduljon orvoshoz, ha irritáció vagy egyéb tünet jelentkezik. Újrafelhasználás előtt mossa ki a ruházatot.

4.1.4 Szembe kerülés esetén

Öblítse ki a szemet folyó vízzel. Ha olyan tünetek, mint a bőrpír, irritáció vagy fájdalom jelentkeznek, orvoshoz kell fordulni.

4.1.5 Lenyelés esetén

Öblítse ki a száját vízzel vagy az áldozat száját sok vízzel. Ne hánytassa magát vagy az áldozatot. Ha a hányás természetesen fordul elő engedje ki az áldozat, és adjon neki ismét vizet. Ne próbáljon semmit adni félig tudatánál lévő vagy eszméletlen személynek. Azonnal forduljon orvoshoz.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

A következő tünetek jelentkezhetnek: LENYELÉS ESETÉN hányinger, hányás, hasi fájdalom, gastrointestinalis panaszok, pulmonális irritáció.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Kezelje tünetileg.

ENA27C6E2D90

Anyagbiztonsági Adatlap

PROSEPT® Foam

Anyagbiztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint
Verzió: 5.0.0 | Dátum: 09.06.2016 II Előző verzió: 4.1.0 | Dátum: 01.06.2015 II Magyar

Oldal 4/11

5 Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

5.1.1 Megfelelő tűzoltó készülék

Vízpermet, szén-dioxid, hab, szilárd oltószerek. Maga a termék nem ég, alkalmazzon megfelelő tűzoltási intézkedéseket az egész tűz vonatkozásában.

5.1.2 Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltó készülék

Nincs

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Különleges veszély nem várható.

5.3 Tanácsok a tűzoltók számára

5.3.1 Védőeszköz tűzoltáshoz

Használjon megfelelő légzőkészüléket.

5.3.2 További jelzések

Ne lélegezze be robbanás vagy a tűz füstjét. Tegye meg a megfelelő tűzoltási intézkedéseket a teljes tűz vonatkozásában. A tűzoltó anyagokat és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi hatóságok utasításai szerint kell megsemmisíteni.

6 Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Viseljen megfelelő védőfelszerelést. Gondoskodjon megfelelő szellőzéstől. Távolítson el minden tűzforrást. Csak akkor nyissa ki az elsődleges tartályt, ha erre felhatalmazást kapott. Korlátozásig zárja le a terület elérését a tisztítás befejezéséig.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A kiömlést nedvszívó anyaggal, például homokkal, vermikulittal vagy univerzális kötőanyaggal kell lezárni.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Törölje le abszorbens anyaggal (például ruhával, polárral).

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A biztonságos kezelés, ártalmatlanítás és az egyéni védőeszközök részletes útmutatásait lásd a 07., 08. és 13. fejezetben.

7 Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelés óvintézkedései

Használat előtt olvassa el a termék használati utasítását. Viseljen megfelelő védőfelszerelést (lásd a 08 fejezetet). Óvatosan nyissa ki a tartályt. Kerülje a füst / aeroszolok belélegzését. Kerülje a szemmel és a nyálkahártyával való érintkezést. Ne keverje más termékekkel. Tartsa meg az összes figyelmeztető és azonosító címkét.

7.1.1 Útmutatások a tűz és robbanás elleni védelemhez

A termék nem éghető. Különleges tűz- és robbanásvédelmi intézkedések nem szükségesek.

ENA27C6E2D90

Anyagbiztonsági Adatlap

PROSEPT® Foam

Anyagbiztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint
Verzió: 5.0.0 | Dátum: 09.06.2016 II Előző verzió: 4.1.0 | Dátum: 01.06.2015 II Magyar

Oldal 5/11

7.1.2 Tanácsok az általános foglalkozási higiénéről

Munka közben tilos enni, inni és dohányozni. Szünetek előtt és munka után alaposan mosson kezet. Használjon krémet a bőrének messzemenő ápolásához. Kezelje a terméket a helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlatokkal összhangban.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, beleértve az esetleges összeférhetlenségeket

7.2.1 A tároló helyiségre és a tartályokra vonatkozó követelmények

Tartsa távol gyermekektől. Csak az eredeti tartályban tárolandó. A teljes raklapokat nem szabad egymásra rakni.

7.2.2 További információk a tárolási körülményekről

A tartályt szorosan lezárva kell tartani. Tárolja szobahőmérsékleten. Kerülje a fagypont alatti és 30 °C-nál magasabb hőmérsékleten való tárolást. Száraz és jól szellőző helyen tárolandó. Ne tárolja hosszabb ideig közvetlen napfényben.

7.2.3 Tárolás különböző termékekkel

Az italoktól, ételtől és takarmánytól elkülönítve tárolandó. Az erős savaktól, bázisoktól és oxidálószerektől elkülönítve tárolandó.

7.3 Konkrét végfelhasználás(ok)

Lásd a 01. szakaszt vagy a műszaki adatlapot.

8 Az expozíció ellenőrzése / személyi védelem

8.1 Vezérlő paraméterek

8.1.1 Összetevők munkahelyi expozíciós határértékekkel

Anyag	CAS szám	Hosszútávú határértékek (mg/m3)	Rövid távú határértékek (mg/m3)
Benzyl-C12-16-alkyldimethylammonium chloride	68424-85-1	Nincs foglalkozási expozíciós határérték.	Nincs foglalkozási expozíciós határérték.
Amines, N-C10-16-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloro acetic acid	139734-65-9	Nincs foglalkozási expozíciós határérték.	Nincs foglalkozási expozíciós határérték.

8.1.2 Biológiai határértékekkel rendelkező összetevők

Anyag	CAS szám	Határérték (mg/m3)
Benzyl-C12-16-alkyldimethylammonium chloride	68424-85-1	Nincs biológiai határérték.
Amines, N-C10-16-alkyltrimethylenedi-, reaction products with chloro acetic acid	139734-65-9	Nincs biológiai határérték.

8.2 Expozíció ellenőrzése

8.2.1 Megfelelő műszaki ellenőrzések

Lásd a 07. szakaszt. További intézkedésekre nincs szükség.

ENA27C6E2D90

Anyagbiztonsági Adatlap

PROSEPT® Foam

Anyagbiztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint
Verzió: 5.0.0 | Dátum: 09.06.2016 II Előző verzió: 4.1.0 | Dátum: 01.06.2015 II Magyar

Oldal 6/11

8.2.2 Egyéni védőeszközök

Szem / Arcvédelem:

Normál használat során nem szükséges.

Bőr és Kézvédelem:

Nem alkalmazható .

Egyéb:

Normál használat során nem szükséges.

Légzésvédelem:

Kerülje az aeroszol képződését. Ha aeroszol képződik, használjon légzőkészüléket.

Általános védelmi intézkedések:

Kerülje a szemmel való érintkezést.

8.2.3 Környezeti hatások ellenőrzése

Vegye figyelembe a vegyszerek kezelésére vonatkozó szokásos óvintézkedéseket.

9 Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról

9.1.1 Információ

Szín: Színtelen

Fizikai állapot: Átlátszó, nem viszkózus folyadék

Illat: Alma illatú

Anyagbiztonsági Adatlap

PROSEPT® Foam

Anyagbiztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint
Verzió: 5.0.0 | Dátum: 09.06.2016 II Előző verzió: 4.1.0 | Dátum: 01.06.2015 II Magyar

Oldal 7/11

9.1.2 Fontos egészségügyi, biztonsági és környezeti információk

PH érték:	8.2 - 8.8
PH-érték vizes oldatban:	Nem alkalmazható (használatra kész megoldás)
Olvaspont (°C):	Nincs elérhető adat
Forráspont (°C):	Nincs elérhető adat
Gyulladáspont (°C):	Nincs elérhető adat
Gyúlékonyság:	A termék nem tűzveszélyes.
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	A termék nem jelent robbanásveszélyt.
Alsó robbanási határ(%):	Nem alkalmazható.
Felső robbanási érték(%):	Nem alkalmazható.
Oxidáló tulajdonságok:	A terméknek nincs oxidáló tulajdonsága
Gőznyomás (kPa):	Nincs elérhető adat
Relatív sűrűség (g/cm3):	1.00
Oldhatóság / keverhetőség:	Teljes mértékben elegyedik a vízzel
N-oktanol/víz megoszlási együttható (log Pow):	Nem alkalmazható.
Viszkozitás (mPas):	Nincs elérhető adat
Gőzsűrűség vízhez viszonyítva:	Nincs elérhető adat
Párolgási sebesség:	Nincs elérhető adat
Öngyulladás hőmérséklet (°C):	Ez a termék nem rendelkezik öngyulladás tulajdonságokkal.
Bomlási hőmérséklet (°C):	Nem alkalmazható.

9.2 Egyéb információk

Vezetőképeség(mS/cm):	Nincs elérhető adat
A hőmérsékleti és / vagy nyomásérzékeny értékeket 20 °C-ra és 1013 hPa-ra normalizálják	

10 Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakcióképeség

A keverék nem reaktív.

10.2 Kémiai stabilitás

Normál hőmérsékleten és nyomáson stabil legalább a tartályon feltüntetett lejárati időig.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Nem várható veszélyes reakció, például polimerizáció.

10.4 Kerülendő körülmények

Kerülje a 07. szakaszban említettektől eltérő körülményeket.

ENA27C6E2D90

Anyagbiztonsági Adatlap

PROSEPT® Foam

Anyagbiztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint
Verzió: 5.0.0 | Dátum: 09.06.2016 II Előző verzió: 4.1.0 | Dátum: 01.06.2015 II Magyar

Oldal 8/11

- 10.5 **Nem összeférhető anyagok**
Nincsenek speciális anyagok a rendeltetésszerű használat elkerülésére.
- 10.6 **Veszélyes bomlástermékek**
Normál tárolás és használat során nem fordul elő veszélyes bomlástermék.

11 Toxikológiai információk

- 11.1 **Információ a toxikológiai hatásokról**
- 11.1.1 **Akut orális toxicitás**
LD50 (rat) > 5000 mg/kg
- 11.1.2 **Akut dermális toxicitás**
Nincs elérhető adat
- 11.1.3 **Akut inhalációs toxicitás**
Nincs elérhető adat
- 11.1.4 **Bőr / nyálkahártya irritáció és maró hatás**
Nem várható irritáció.
- 11.1.5 **Szemirritáció és maró hatás**
Szemizgató hatású.
- 11.1.6 **Túlérzékenység**
Nem várható érzékenység.
- 11.1.7 **STOT - egyszeri expozíció, STOT - ismételt expozíció, Aspirációs veszély**
A terméknek nincs ismert krónikus toxicitása.
- 11.1.9 **CMR-hatások (karcinogenitás, mutagenitás és reprodukív toxicitás)**
Ez a termék nem tartalmaz ismert karcinogénitási, mutagenitási vagy reprodukív toxicitási összetevőket.
- 11.1.10 **További toxikológiai tanácsok**
A terméket toxikológiai szempontból osztályozták az 1272/2008 / EK rendeletben (CLP) leírt számítási eljárás eredményei alapján. Nincsenek adatok a teljes terméket regisztráló toxikológiai vizsgálatokból. A bőrön és a nyálkahártyán fellépő akut toxicitás, irritáció és szenzibilizáció, valamint a termék mutagén képességének értékeit a termék összetevőiről rendelkezésre álló adatok alapján becsülték meg. Egyes összetevőkre vonatkozóan nincs megfelelő adat. A gyártó tapasztalata szerint a címkén feltüntetett veszélyeken kívül más veszély nem várható el.

12 Környezetvédelmi információ

- 12.1 **Toxicitás**
Ennek a terméknek nincs ismert ökotoxikus hatása. A termék várhatóan nem befolyásolja negatívan a szennyvíztisztító telepek működését. Az egész termékre vonatkozó ökotoxikológiai vizsgálatokból nem állnak rendelkezésre adatok. Az ökotoxikológiai kockázatot a termék összetevőiről és a rendelkezésre álló koncentrációkról rendelkezésre álló adatok alapján becsülték meg.

ENA27C6E2D90

Anyagbiztonsági Adatlap

PROSEPT® Foam

Anyagbiztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint
Verzió: 5.0.0 | Dátum: 09.06.2016 II Előző verzió: 4.1.0 | Dátum: 01.06.2015 II Magyar

Oldal 9/11

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

A termék összetevői jó biológiai lebonthatósági tulajdonságokkal rendelkeznek. A termékben található felületaktív anyagok megfelelnek a mosó- és tisztítószerekről szóló 648 / 2004 rendelet biológiai lebontására vonatkozó követelményeknek. A rendelkezésre álló adatok alapján a szennyvíztisztító telepek biológiai lebonthatósága magas kategóriába sorolható.

A keverékben releváns anyagok biológiai lebontása

Anyag	CAS szám	Biológiai lebomlás
Benzyl-C12-16-alkyldimethylammonium chloride	68424-85-1	kb. 60% (28 nap, OECD 301 D módszer, biológiailag könnyen lebontható).
Amines, N-C10-16-alkyltrimethylenedi-,reac-139734-65-9 tion products with chloro acetic acid		94% (OECD 301 A módszer, biológiailag könnyen lebontható).

12.3 Bioakkumulációs képesség

A rendelkezésre álló adatok alapján a termék egyik összetevője várhatóan nem járhat bioakkumulációs képességgel.

12.4 A talajban való mobilitás

A termék várhatóan nem lesz nagy távolságra mobil, mivel minden termék összetevője jó biológiai lebonthatósággal rendelkezik. A felületi feszültség és az abszorpció / deszorpció kinetikája nem releváns a termékre.

12.5 A PBT és a vPvB értékelés eredményei

Ez a termék nem tartalmaz PBT- / vPvB-anyagot a REACH XIII. Melléklete szerint.

12.6 Egyéb káros hatások

A termék nem tartalmaz olyan összetevőt, amely ózonkárosodást okozhat vagy hozzájárul a globális felmelegedéshez. A termék nem tartalmaz nehézfémeket vagy ezek vegyületeit a 2006/11 / EG szerint. A termék nem tartalmaz felszívódó szerves halogéneket (AOX). A termék illékony szerves vegyületeket (VOC) tartalmaz.

13 Hulladékgazdálkodási megfontolások

13.1 Hulladékkezelési módszerek

13.1.1 A termék ártalmatlanítása

Az ártalmatlanítás a régi regionális előírások szerint történik. EWC hulladékkód: 070699 (Csoport: Az MFSU hulladékai zsírokból, kenőanyagokból, szappanokból, mosó- és tisztítószerekből, fertőtlenítőszerekből és egyéni védőszerekből). A termék kis mennyiségét (legfeljebb 500 ml / nap) a szennyvízkezelő rendszeren keresztül meg lehet ártalmatlanítani csapvízzel történő 1:5 arányú hígítás után.

13.1.2 A szennyező csomagolás ártalmatlanítása

Az üres csomagolást háztartási hulladékként kezelhetjük, vagy vízzel történő tisztítás után újrahasznosíthatjuk. A terméket tartalmazó csomagolást ugyanúgy kell kezelni, mint magát a terméket. Ahol rendelkezésre állnak, az ártalmatlanításra vonatkozó helyi előírásokra az MSDS 15. szakaszában hivatkozunk. A felhasználó kizárólagos felelőssége az alkalmazandó előírások ismerete és betartása.

Anyagbiztonsági Adatlap

PROSEPT® Foam

Anyagbiztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint
Verzió: 5.0.0 | Dátum: 09.06.2016 II Előző verzió: 4.1.0 | Dátum: 01.06.2015 II Magyar

Oldal 10/11

14 Szállítási információ

14.1 UN szám

A termék szállítása és szállítása nem korlátozott.

14.2 UN megfelelő szállítási név

14.2.1 ADR/RID/SDR

- (-)

14.2.2 IMDG Kód / ICAO-TI / IATA-DGR

- (-)

14.3 Szállítás veszélyességi osztálya(i)

- (-)

14.4 Csomagolási csoport

- (-)

14.4.1 Veszélycímke

-

14.4.2 LQ

A termék szállítása és szállítása nem korlátozott.

14.5 Környezeti veszélyek

ADR/RID / IMDG-Kód / ICAO-TI / IATA -DGR: Nem

Tengeri szennyező anyag: Nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Lásd a 06–08 szakaszokat.

14.7 Ömlesztett szállítás a MARPOL II. Melléklete és az IBC kódex szerint

A terméket a MARPOL73 / 78 II. Melléklete és az IBC kódex szerint nem szállítják ömlesztve.

15 Szabályozási információk

15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások / jogszabályok

A terméket az 1272/2008 / EK rendelet (CLP) szerint osztályozták és jelölték. A termék megfelel az 1907/2006 / EK rendelet (REACH), a 648 / 2004 (mosószerekről szóló rendelet), az 528/2012 / EU rendelet (biocidokról szóló rendelet) és a 93 irányelv követelményeinek. 93 / 42 / EC (orvostechnikai eszközökről szóló irányelv), ha alkalmazható.

15.1.1 Nemzeti előírások

További információért kérjük, olvassa el a helyi törvényeket.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A keverékben levő anyagok kémiai biztonsági értékelését nem végezték el.

ENA27C6E2D90

Anyagbiztonsági Adatlap

PROSEPT® Foam

Anyagbiztonsági adatlap az 1907/2006 EK rendelet szerint
Verzió: 5.0.0 | Dátum: 09.06.2016 II Előző verzió: 4.1.0 | Dátum: 01.06.2015 II Magyar

Oldal 11/11

16 Egyéb információk

A vonatkozó H- és P-mondatok, veszélyességi nyilatkozatok, biztonsági nyilatkozatok és / vagy óvintézkedésre vonatkozó nyilatkozatok felsorolása

H302	Lenyelve ártalmas.
H314	Súlyos bőregést és szemkárosodást okoz.
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Képzési tanácsadás

A termék használata előtt alaposan olvassa el ezt az anyagbiztonsági adatlapot. Részletes információkért lásd a műszaki adatlapot. Ezt a terméket csak képzett személy használhatja.

A kulcsfontosságú adatok forrásai

Az anyagbiztonsági adatlap elkészítésének alapjául az összetevők szállítójától származó anyagbiztonsági adatlapok, a tudományos irodalom, valamint a jelenlegi szabályok szolgáltak.

A változás jelzése	A felülvizsgálat oka
1.3.1 Az adatlap készítéséért felelős személy	Változás a vállalati elérhetőségben
1.4. Sürgősségi telefonszámok	A sürgősségi kapcsolattartási adatok megváltozása.
2.2.1 Címkézés az 1999 / 45 / EC irányelv szerint	Alkalmazkodás.
13.1.1 A termék ártalmatlanítása	Alkalmazkodás.
15.1 Az anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások / jogszabályok	Alkalmazkodás a változásokhoz a rendeletekben.
16 Egyéb információk	Alkalmazkodás a változásokhoz a rendeletekben.

Rövidítések és betűszavak

A dokumentumban használt rövidítések és rövidítések a www.wikipedia.org webhelyen kereshetők meg.

További információ

Az ebben az anyagbiztonsági adatlapban szereplő információk a gyártó jelenlegi ismeretein és tapasztalatain alapulnak. Ezt az információt csak biztonsági okokból adják meg. Jóhiszeműen adják meg, és nem jelent garanciát a termék különleges tulajdonságaira. Az információ nem utal jogilag érvényes szerződéses kapcsolatra. A felhasználóknak saját vizsgálatokat kell végezniük annak meghatározására, hogy az ezen anyagbiztonsági adatlapon megadott információk mennyiben felelnek meg a saját céljaiknak. A felhasználó felelőssége, hogy betartsa az összes alkalmazandó törvényt és rendeletet. A termék minden olyan felhasználása, amely nem felel meg ennek az anyagbiztonsági adatlapnak, vagy amely magában foglalja a termék más termékekkel vagy folyamatokkal való kombinált használatát, a felhasználó felelőssége. Az 04-től 08-ig és a 10-től 12-ig terjedő szakaszokban szereplő adatok részben nagy mennyiségek kibocsátására vonatkoznak, nem pedig a termék megfelelő felhasználására vagy felhasználására. Az ebben az anyagbiztonsági adatlapban szereplő információkat mindenkinek meg kell adni, aki ezt a terméket használja, kezeli, tárolja, szállítja vagy egyéb módon van kitéve. A megadott információk pontosságáért vagy teljességéért nem vállal felelősséget.